

VYBERTE SI SPRÁVNNU VEĽKOSŤ



1. Vytlačte tento dokument na stránku A4 vo veľkosti 100%. Neprispôsobujte prosím veľkosť strany pri tlači zväčšením, zmenšením ani funkciou "fit to page".
2. Vystrihnite šablónu na meranie veľkosti odsávačky ErgoFinger podľa naznačenej línie ---. Potom ju pohodlne obtočte okolo prvého kĺbu Vášho ukazováka. Môžete použiť pásku na uchytenie širšej časti na Vašom prste. Skontrolujte, či je šablóna správne umiestnená a neskĺzla nahor alebo nadol.
3. podľa toho, aká farba šablóny je na úrovni značiek ►◄ zvolte veľkosť odsávačky ErgoFinger. Ak je odvod Vášho prsta menší ako 55 mm vyberte si veľkosť S-M. Ak je odvod Vášho prsta rovný alebo väčší ako 55 mm, vyberte si veľkosť L-XL.

Skontrolujte prosím správnu veľkosť
vytlačeného dokumentu priložením
kreditnej karty do tohto rámu

